


SENSICA



Sensifirm

your beauty is in your hands

Návod na použitie

www.sensica.sk

01 Začíname

Vitajte vo svete Sensica!

Máme radosť, že sa s nami vydávate na cestu k pevnejšiemu telu. Skôr než začnete s prvým ošetrením, venujte prosím niekoľko minút tomuto stručnému sprievodcovi.

1. 48 hodín pred začatím prvého ošetrenia vykonajte skúšobný test na malej ploche kože v oblasti, ktorú chcete ošetriť.
2. Naneste rovnomernú vrstvu Base Gelu na danú oblasť.
3. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. „Indikátor stavu“ sa rozsvieti na oranžovo a potom začne blikať na zeleno.
4. Opakovane stlačte tlačidlo pre výber úrovne RF energie, kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo 3, a začnite ošetrovanie.

**Ešte pár tipov
pre čo najlepšie
výsledky...**

**Base Gel zlepšuje
kontakt s pokožkou,
vodivosť a prenos
RF energie, vďaka
čomu je ošetrovanie
bezpečnejšie,
účinnnejšie
a príjemnejšie.**

**RF energia bude
dodávaná iba
vtedy, keď sú
elektrody v plnom
kontakte s vašou
pokožkou.**

**Pred použitím zariadenia Sensifirm™
si pozorne prečítajte celý návod na použitie.**

02 Vaše zariadenie je pripravené

1. Umiestnite aspoň jeden pár elektród na ošetrovanú oblasť a zaistite plný kontakt s pokožkou po celú dobu ošetrovania.
2. Hneď ako dôjde k plnému kontaktu s pokožkou, „indikátor stavu“ bude svietiť na zeleno.
3. Po kontakte s pokožkou sa automaticky zapne masážna funkcia a ucítite ľahké vibrácie.
4. Pohybujte zariadením po ošetrovanej oblasti pomalými krúživými pohybmi a zároveň udržiavajte stály, pevný kontakt s pokožkou.
5. Ošetrovanie trvá približne 20 minút pre oblasť tela o veľkosti vašich dvoch dlaní (15 cm x 30 cm) alebo približne 10 minút pre oblasť tela o veľkosti jednej dlane.
6. Na konci každého ošetrovania zariadenie vypnite a zotrite zvyšky Base Gelu.

V závislosti od veľkosti ošetrovanej oblasti môžete použiť predný alebo zadný pár elektród, alebo oba páry súčasne.

Masáž podporuje prekrvenie pokožky, napomáha odvádzaniu prebytočnej lymfatickej tekutiny a prispieva k účinnejšiemu ošetrovaniu celulitídy.

Masážne vibrácie vám navyše pomôžu lepšie kontrolovať ošetrovanie zadných partií tela.

03 Ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky

1. Odporúčame vykonávať všetky ošetrenia na energetickej úrovni 3 (najvyššia). Ošetrovanie je účinné aj na nižších úrovniach, len dosiahnutie efektívnej teploty bude trvať dlhšie.
2. Zariadenie dodáva RF energiu, keď je aspoň jeden pár elektród v plnom kontakte s pokožkou. Správny kontakt je indikovaný stálym zeleným svetlom a ľahkou vibráciou.
3. Ak po približne 30 sekundách necítite teplo, vyskúšajte tieto kroky:
 - Zmenšite veľkosť ošetrovanej oblasti.
 - Zvýšte úroveň RF energie.
 - Uistite sa, že ste naniesli dostatočné množstvo Base Gelu.
4. Pre dlhodobé výsledky používajte Sensifirm raz týždenne na každú ošetrovanú oblasť po dobu 8 týždňov.
5. Na udržanie dosiahnutých výsledkov môžete ošetrovanie zariadením Sensifirm opakovať podľa potreby.

Nemusíte sa obávať používania najvyššej úrovne intenzity – bezpečnostné teplotné senzory zariadenia budú udržiavať bezpečnú teplotu po celú dobu ošetrovania.

Majte na pamäti, že výsledky sa môžu u jednotlivých osôb líšiť v závislosti od veku, dedičnosti, prostredia a pod.

A ešte jedna vec – ak je pokožka počas ošetrovania alebo krátko po ňom mierne začervenaná alebo ružovkastá, nie je dôvod na obavy. Ide o bežnú reakciu, ktorá naznačuje, že ošetrovanie pôsobí...

Máte otázky?

**Neváhajte nám napísať na: info@sensica.sk
www.sensica.sk**

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	2
Kontraindikácie	3
Upozornenie	3
Predstavujeme technológiu LIPOTHERM RF™ – Ako to funguje	5
Určené použitie	5
Možné nežiaduce účinky	6
Popis zariadenia	7
Popis používateľského rozhrania	8
Pokyny pre používateľa	9
Príprava ošetrovanej oblasti	9
Skúšobný test	10
Použitie zariadenia	11
Odporúčané ošetrenie	12
Ošetrované oblasti	13
Starostlivosť po ošetrení	15
Riešenie problémov	16
Zákaznícka podpora	17
Parametre zariadenia	17
Označenie	18

Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón na čistenie pokožky hodinu pred použitím prípravku Sensifirm™, mohlo by dôjsť k jej popáleniu.
- Zariadenie neotvárajte ani neopravujte, mohlo by dôjsť k vystaveniu nebezpečným elektrickým súčiastkam.
- Neumiestňujte, neskladujte ani nepoužívajte Sensifirm v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob s vodou; mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte Sensifirm bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie Sensifirm používajte len v súlade s týmto návodom na použitie a na určený účel.
- Nepoužívajte zariadenie, ak akákoľvek jeho časť chýba, je poškodená alebo uvoľnená, ak zariadenie nefunguje správne, ak vidíte alebo cítite dym alebo ak je zariadenie vlhké či mokré.
- Pred každým použitím sa uistite, že je zariadenie čisté, suché a neporušené. Pokyny na čistenie sú podrobne opísané v časti Čistenie nižšie.
- Nepoužívajte zariadenie Sensifirm bez predchádzajúcej aplikácie Base Gelu.
- Nepoužívajte Base Gel po uplynutí doby použiteľnosti.

Poznámka: Base Gel je určený len na vonkajšie použitie – zabráňte priamemu kontaktu s očami. V prípade, že k takému kontaktu dôjde, oči okamžite vypláchnite vodou.

Kto by zariadenie NEMAL používať?

Pred začatím ošetrovania si dôkladne prečítajte nižšie uvedené informácie. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo si nie ste istí, či je zariadenie pre vás bezpečné, poraďte sa so svojím lekárom.

Kontraindikácie

Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE, ak:

- Máte aktívny implantát, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínovú pumpu, alebo ak máte nejakú známu závažnú srdcovú poruchu, ako je arytmia.
- Ste tehotná alebo dojčíte.
- Trpíte závažnými alebo nekontrolovanými endokrinnými alebo metabolickými ochoreniami, ako je cukrovka alebo nekontrolované ochorenie štítnej žľazy.
- Máte poškodený imunitný systém alebo autoimunitnú poruchu, ako je AIDS alebo lupus, alebo ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém.
- Trpíte poruchami zrážanlivosti krvi, nadmerným krvácaním alebo tvorbou modrín, poruchami hojenia rán alebo ak pravidelne užívate lieky na riedenie krvi.
- Trpíte anamnézou hlbokej žilnej trombózy.
- Máte v anamnéze poruchy tvorby kolagénu alebo trpíte keloidnými jazvami (rast nadbytočného jazvového tkaniva na mieste, kde

sa koža zahojila po zranení).

- Máte závažné celkové ochorenie, ako je hepatitída, ochorenie pečene alebo epilepsia.
- Trpíte citlivou alebo poškodenou kožou, napríklad v prípadoch častého začervenania alebo vyrážky, zápalov (ako je lupienka), pluzgierov, vredov, infekcií, akné alebo extra suchej kože.
- Máte znížené alebo prehnané vnímanie zmien teploty.
- Ste v posledných 6 mesiacoch užívali Accutane.
- Máte v ošetrovanej oblasti ochorenie vyvolané teplom alebo aktívne kožné ochorenie, ako je herpes, ekzém, vyrážky atď.
- Máte rakovinu kože, oblasti s rizikom malignít alebo ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili rádioterapiu alebo chemoterapiu.

Upozornenie

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie:

- Ak máte v určenej oblasti ošetrovania akékoľvek trvalé implantáty, vrátane, ale nie výhradne: silikónu alebo injekčne aplikovaných chemických materiálov, kovových doštičiek alebo iných kovových materiálov.
- Ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili operáciu, vrátane plastickej chirurgie, alebo ste podstúpili akýkoľvek estetický zákrok, ako je omladenie kože,

liposukcia, hĺbkový peeling, kryolipolýza (zmrazovanie tuku), alebo ste podstúpili estetické injekcie výplní, ako je kyselina hyaluronová, kolagén, tuk alebo botox, v ošetrovanej oblasti.

- Ak máte v určených ošetrovaných oblastiach akékoľvek kovové predmety, ako sú šperky alebo piercingy, tetovanie alebo permanentný make-up.
- Ak máte spáleniny od slnka alebo tmavohnedé či čierne škvrny, ako sú materské znamienka alebo znamienka, alebo pľuzgiere v ošetrovanej oblasti.
- Ak ste alergickí alebo citliví na chróm, nikel alebo akúkoľvek zložku Base Gelu.
- Zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a že rozumejú súvisiacim rizikám.
- Nepoužívajte Sensifirm na prsia, genitálie ani na oblasti, ktoré nie sú odporúčané v tomto návode na použitie.
- Nepoužívajte Sensifirm na ochlpených oblastiach tela, pretože by to mohlo viesť k ich spáleniu.

Poznámka: Ak ste v určenej oblasti podstúpili akékoľvek iné estetické zákroky, alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch ošetrovali pokožku predpísaným liekom, alebo ak máte akékoľvek obavy ohľadom možných nežiaducich účinkov, poraďte sa pred použitím Sensifirmu so svojim lekárom.

Predstavujeme technológiu LIPOTHERM RF™ – Ako to funguje

Rádiofrekvencia (RF) je forma elektromagnetickej energie, ktorá sa už dlho používa v estetickej medicíne. Rozstup medzi štyrmi RF elektrodami Sensifirmu umožňuje veľký ošetrovací záber a umožňuje viacerým RF vlnám preniknúť hlboko do vrstiev kože, zahrievať dermis, hypodermis (vnútorné vrstvy kože) a podkožné tukové vrstvy bez toho, aby poškodili epidermis (vonkajšiu vrstvu kože).

Tento hlboký tepelný efekt následne aktivuje niekoľko biologických mechanizmov, medzi ktoré patrí remodelácia a neskôr tvorba kolagénu a elastínu, zníženie objemu adipocytov (tukových buniek) a zlepšenie mikrocirkulácie a lymfatickej drenáže. Tieto účinky spoločne vedú k spevneniu a vyhladeniu pokožky, zlepšeniu vzhľadu celulitídy a redukcii obvodu, pre pevnejšie telo s čo najlepšími viditeľnými a dlhodobými výsledkami.

Určené použitie

- Pre ženy, ktoré chcú zlepšiť vzhľad celulitídy.
- Pre mužov a ženy, ktorí chcú spevniť svoje telo a zmenšiť jeho obvod.
- Sensifirm je možné použiť na zadok, stehná, brucho, pás a paže.

Poznámka: Toto zariadenie je špeciálne navrhnuté na vašu osobnú starostlivosť a je určené len pre jedného používateľa a domáce použitie.





Pred začatím ošetrovania Sensifirm si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Túto príručku a inštruktážne video nájdete tiež na www.sensica.sk

Možné nežiaduce účinky

Pri používaní tohto zariadenia v súlade s návodom na použitie sú nežiaduce účinky veľmi zriedkavé. Každý estetický zákrok však môže spôsobiť určitý stupeň nežiaducich účinkov (ako je uvedené v tabuľke nižšie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov prestaňte zariadenie používať a v prípade potreby sa poraďte so svojim lekárom. Mierne nežiaduce účinky by mali spontánne odznieť v priebehu niekoľkých hodín.

Závažnosť nežiaduceho účinku	Frekvencia nežiaduceho účinku	Nežiaduce účinky
Mierne	Časté	Lokálna bolesť Podráždenie kože Začervenanie kože Citlivosť kože Alergia alebo citlivosť na Base Gel
Stredné	Zriedkavé	Mierne popáleniny kože Zmeny pigmentácie Nadmerné začervenanie, vyrážka, opuch Podkožné krvácanie
Závažné	Veľmi zriedkavé	Závažné popáleniny Infekcia Modriny Pluzgiere

Popis zariadenia



Popis používateľského rozhrania

Indikátor stavu	Dočasné oranžové svetlo (počas ~5 sekúnd) nasledované dočasným zeleným svetlom (počas ~1 sekundy)	Sensifirm je v pohotovostnom režime a pripravený na prácu.
	Trvalé zelené svetlo	Sensifirm je v režime ošetrovania . RF sa aktivovalo, detegoval sa kontakt s kožou a ošetrovanie prebieha*.
	Striedavé červené a oranžové svetlo	Sensifirm je v chybovom režime . Zariadenie detegovalo poruchu aablokovalo aktiváciu funkcie RF.
Tlačidlo pre voľbu úrovne RF energie	Kontrolky úrovne energie 1 – 3	Zelené svetlo indikuje, ktorá úroveň RF energie sa aktivovala. Opakovane stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne RF energie, kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo 3.

* **Poznámka:** RF energia sa aktivuje len vtedy, ak sa deteguje správny kontakt s vašou pokožkou. Počas ošetrovania bude indikátor stavu svietiť trvale na zeleno a budete cítiť vibrácie.

* Po kontakte s ošetrovanou oblasťou sa automaticky zapne masážna funkcia.

Pokyny pre používateľa

Sensifirm je určený na použitie na zadok, stehná, brucho, pás a paže.

Čo očakávať pri používaní Sensifirmu

Počas ošetrovania je normálne pociťovať:

- Pocity tepla vytvárané RF energiou.
- Mierne červené alebo ružové zafarbenie kože počas a bezprostredne po ošetrovaní.

Príprava ošetrovanej oblasti

1. Oblasť je čistá a bez lokálnych prípravkov, ako sú hydratačné krémy a pleťové vody.
Upozornenie: Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón na čistenie pokožky hodinu pred použitím Sensifirmu, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny kože.
2. Z ošetrovanej oblasti a z rúk odstráňte všetky šperky.
3. Odstráňte z ošetrovanej oblasti dlhé a/alebo husté ochlpenie (väčšinou platí pre mužov).
4. Vykonajte skúšobný test na malej ploche kože v zamýšľanej oblasti ošetrovania 48 hodín pred prvým použitím Sensifirmu. V predbežnom teste si môžete určiť nastavenie úrovne energie, ktoré vám najlepšie vyhovuje (pozrite nižšie uvedenú časť Skúšobný test).

Dôležité:

- Skontrolujte dátum spotreby Base Gelu.
 - Pred začatím ošetrovania sa uistite, že elektródy sú čisté, suché a neporušené.
-

Skúšobný test

Skúšobný test má za cieľ zistiť reakciu vašej pokožky na ošetrenie zariadením a pomôcť vám nájsť optimálne nastavenie pre každú ošetrovanú oblasť.

Vykonajte skúšobný test na každej oblasti, ktorú chcete ošetriť, 48 hodín pred prvým kompletným ošetrením.

1. Pripravte ošetrovanú oblasť tak, ako je opísané vyššie.
2. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu Base Gelu, ktorý je súčasťou súpravy, na ošetrovanú oblasť.
3. Zapojte zariadenie Sensifirm do zásuvky a zvolte úroveň RF energie 3.
4. Umiestnite zariadenie Sensifirm na požadovanú ošetrovanú oblasť a pohybujte ním krúživými pohybmi počas 3 minút.
5. Ošetrenie vytvorí na vašej pokožke pocit tepla. Ak však máte pocit, že sa vaša pokožka zahrieva príliš rýchlo, znížte úroveň RF energie a upravte ju tak, aby vám vyhovovala.
6. Test okamžite ukončíte, ak sa necítite dobre alebo ak zaznamenáte nežiaduce účinky, ako je silné začervenanie alebo pluzgiere.
7. Počkajte 48 hodín a prezrite testovanú oblasť.
8. Ak sa pokožka v testovanej oblasti javí ako normálna (bez nežiaducich účinkov), môžete

pokračovať v plnom ošetrení na najvyššej komfortnej úrovni energie.

Poznámka: Odporúčame vykonávať všetky ošetrenia na úrovni energie 3 (najvyššia). Maximálne výsledky však môžete dosiahnuť na všetkých úrovniach RF energie: na nižších úrovniach bude dosiahnutie efektívnej teploty trvať dlhšie. Úroveň RF energie udáva rýchlosť, s akou teplota stúpa v režime ohrevu. Vysoká úroveň RF energie vám umožní rýchlejší a rovnomernejší ohrev.

Použitie zariadenia

Poznámka: Pred začatím kompletného ošetrenia treba vykonať skúšobný test. (Pozrite vyššie uvedenú časť Skúšobný test.)

1. Pripravte ošetrovanú oblasť tak, ako je podrobne opísané v časti „Príprava ošetrovanej oblasti“.
2. Naneste rovnomernú vrstvu Base Gelu, ktorý je súčasťou súpravy, na oblasť určenú na ošetrenie.
3. Nastavte úroveň RF energie na úroveň, ktorá vám bola pri vykonaní predbežného testu najpohodlnejšia. Opakovane stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne RF energie, kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo 3.
4. Umiestnite zariadenie na zamýšľanú ošetrovanú oblasť a zaistíte plný kontakt elektród s pokožkou počas celého ošetrenia. Ak zariadenie nie je správne umiestnené, RF energia ani masáž sa nebudú aktivovať. Keď zariadenie pracuje, ucítite a začujete jemné vibrácie a indikátor sa rozsvieti na zeleno.
5. Pohybujte zariadením po ošetrovanej oblasti pomalými krúživými pohybmi a zároveň udržiavajte stály a pevný kontakt s pokožkou.
6. Ak po približne 30 sekundách necítite teplo, skúste zariadením Sensifirm pohybovať po menšej ošetrovanej ploche a/alebo zvýšiť energiu rádiofrekvenčného žiarenia.
7. Na konci každého ošetrenia zariadenie vypnite stlačením tlačidla pre voľbu energie. Počas vypínania zariadenia sa rozsvieti oranžová kontrolka. Po zhasnutí kontrolky odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
8. Po dokončení ošetrenia zotrite z ošetrenej oblasti zvyšný Base Gel.
9. Zariadenie očistite mäkkou vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou podľa pokynov na čistenie v nižšie uvedenej časti Čistenie.

Odporúčané ošetrovanie

Pre dlhodobé výsledky používajte Sensifirm raz za týždeň na každú ošetrovanú oblasť počas 8 týždňov.

Na udržanie optimálnych výsledkov môžete proces ošetrovania Sensifirmom opakovať podľa potreby. Zariadenie Sensifirm môžete použiť na zadok, stehná, brucho, pás alebo paže. Dĺžka ošetrovania závisí od veľkosti oblasti.


1. 20 minút pre oblasť tela s veľkosťou 15 cm x 30 cm / 6 palcov x 12 palcov (to je približne veľkosť dvoch vašich dlaní).
2. 10 minút pre oblasť tela s veľkosťou 8 cm x 15 cm / 3 palce x 6 palcov (to je približne veľkosť jednej vašej dlane).

Ošetrované oblasti

Neošetrujte celú oblasť, ktorú ste doteraz netestovali (ako je podrobne opísané v časti Skúšobný test vyššie).


Zadok (oblasť 1)

- Umiestnite elektródy na ošetrovanú oblasť tak, ako je znázornené na obrázku.
- Pohybujte zariadením Sensifirm plynulými krúživými pohybmi po oblasti tak, ako je znázornené šípkami na obrázku.




Stehná (oblasť 2)

- Umiestnite elektródy na ošetrovanú oblasť tak, ako je znázornené na obrázku.
- Pohybujte zariadením Sensifirm plynulými krúživými pohybmi po oblasti tak, ako je znázornené šípkami na obrázku.



Brucho (oblasť 3)

- Umiestnite elektródy na ošetrovanú oblasť tak, ako je znázornené na obrázku.
- Pohybujte zariadením Sensifirm plynulými krúživými pohybmi po oblasti tak, ako je znázornené šípkami na obrázku.




Pás (oblasť 4)

- Umiestnite elektródy na ošetrovanú oblasť tak, ako je znázornené na obrázku.
- Pohybujte zariadením Sensifirm plynulými krúživými pohybmi po danej oblasti tak, ako je znázornené šípkami na obrázku. Ak je to nepohodlné, prejdite na lineárne pohyby.



Paže (oblasť 5)

- Umiestnite elektródy na ošetrovanú oblasť tak, ako je znázornené na obrázku.
- V tejto oblasti môžete použiť len 2 elektródy.
- Pohybujte zariadením Sensifirm plynulými krúživými pohybmi po danej oblasti tak, ako je znázornené šípkami na obrázku. Ak je to nepohodlné, prejdite na lineárne pohyby.



Starostlivosť po ošetrení

- Po dokončení ošetrenia zotrite zvyšný Base Gel z ošetrenej oblasti.
- Nevystavujte ošetrovanú oblasť priamemu slnečnému žiareniu bez použitia opaľovacieho krému s vysokým faktorom (aspoň 30 SPF). Nekontrolované slnenie môže spôsobiť citlivosť pokožky.
- Počas 2 dní po ošetrení sa vyhnite použitiu extrémne horúcej vody a nepoužívajte abrazívne ani agresívne produkty.
- Vzhľadom na to, že tvorba celulitidy je priebežný proces, môžete ošetrenie Sensifirmom opakovať podľa potreby.

Čistenie

1. Pred čistením nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť od zásuvky.
2. Na odstránenie zvyškov Base Gelu zo Sensifirmu sa odporúča použiť mäkká vlhká handrička, papierová utierka alebo navlhčená servítka. Uistite sa, že je celá spodná strana zariadenia, vrátane oblasti elektród, teplotných senzorov a plastového krytu, dôkladne vyčistená.



Neoplachujte zariadenie Sensifirm pod tečúcou vodou, mohlo by to spôsobiť jeho poruchu.

Riešenie problémov

Ak sa na zariadení Sensifirm stretnete s akýmikoľvek problémami, prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie:

Ak sa zariadenie nezapne.	• Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky a do zásuvky zariadenia. • Uistite sa, že v elektrickej zásuvke je napájanie.
Ak Sensifirm nedodáva energiu RF signálu a masáž neprebíha (tzn. necítite pocit tepla ani jemné vibrácie).	• Uistite sa, že sú elektródy v plnom kontakte s pokožkou. • Jemne pritlačte zariadenie na kožu. • Uistite sa, že je na ošetrovanej oblasti dostatok Base Gelu. • RF signál sa aktivuje len vtedy, keď sú aspoň 2 elektródy v plnom kontakte s pokožkou. (Podrobnosti o indikátore pozrite vo vyššie uvedenej časti s opisom používateľského rozhrania.)
Všeobecná porucha	• Resetujte zariadenie – odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, počkajte 10 sekúnd a potom ho znovu pripojte. • Ak sa na elektródach usadia nečistoty alebo úlomky, mali by ste ich vyčistiť v súlade s vyššie uvedenou časťou Čistenie. Ak sa vám nedarí oblasť vyčistiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu. • Ak problémy so zariadením pretrvávajú, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia, jeho používania či funkčnosti alebo potrebujete riešiť poruchu, kontaktujte našu zákaznícku podporu:

☎ +421 221 296 985

✉ info@sensica.sk

Parametre zariadenia

Ručné RF zariadenie je napájané multipolárnou RF s výkonom $10 \pm 0,5$ W.

Frekvencia

$1 \pm 0,05$ MHz

Voliteľná úroveň výstupného výkonu

3 úrovne

Teplotné senzory

RF ohrev sa automaticky deaktivuje, keď teplota kože dosiahne 42°C ($106,7^{\circ}\text{F}$). Ohrev sa znovu aktivuje, keď teplota klesne.

Ošetrovaná plocha

$\sim 10\text{--}20\text{ cm}^2$ ($\sim 3,25\text{--}7,5$ palce²)

Externý zdroj napájania

Vstup $100\text{--}240\text{ V AC}$,

$50\text{--}60\text{ Hz}$, $0,5\text{ A}$

Výstup 12 V DC , $1,8\text{ A}$

Rozmery zariadenia (DxVxŠ)

$146\text{ mm} \times 74\text{ mm} \times 63\text{ mm}$

$5,75\text{ palce} \times 2,91\text{ palce} \times 2,48\text{ palce}$

Hmotnosť

192 g ($6,77\text{ oz}$)

Pokyny pre skladovanie

Skladovacie a prepravné podmienky

Teplota	-10°C až 70°C (14°F až 158°F)
---------	--

Vlhkosť	10% až 90% relatívnej vlhkosti pri $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
---------	---

Tlak	Bez kondenzácie
------	-----------------

Prevádzkové podmienky

Teplota	10°C až 40°C (50°F až 104°F)
---------	---

Vlhkosť	30% až 70% relatívnej vlhkosti
---------	--------------------------------------

Maximálna prevádzková nadmorská výška	$3\,000\text{ m}$
---------------------------------------	-------------------



Používajte Sensifirm len s originálnym napájacím zdrojom. Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte jednosmerné adaptéry, ktoré nie sú schválené výrobcom.

Označenie

Model CEL100



Dvojitá izolácia.



Prečítajte si návod na použitie.



Zariadenie určené na spätný odber.



Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia.



Neoplachujte Sensifirm pod tečúcou vodou, mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
Uchovávať v suchu.



Naše výrobky a obaly sú recyklovateľné, nevyhadzujte ich!



