


SENSICA



Sensilift

your beauty is in your hands

Návod na použitie

www.sensica.sk

01 Začíname

Vitajte vo svete Sensica!

Máme radosť, že sa s nami vydávate na cestu k hladšej, pevnejšej a mladistvejšej pleti. Skôr než začnete s prvým ošetrením, venujte prosím niekoľko minút tomuto stručnému sprievodcovi s užitočnými tipmi na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

1. 48 hodín pred začatím prvého kompletného ošetrenia vykonajte skúšobný test na každej časti tela, ktorú chcete ošetriť.
2. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. „Indikátor stavu“ bliká na žltó (kontrolka vpredu).
3. Uistite sa, že vaša pleť je čistá a suchá, bez krémov a make-upu.
4. Naneste rovnomernú vrstvu Base Gelu na oblasť určenú na ošetrovanie.
5. Nastavte úroveň energie opakovaným stlačením tlačidla RF (viď nižšie), kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo 3.
6. Stlačte tlačidlo Masáž (viď nižšie) pre nastavenie požadovanej úrovne masáže: 1 alebo 2.

Tlačidlo RF - 

Tlačidlo Masáž - 

**Ešte pár tipov
pre čo najlepšie
výsledky...**

**Pamätajte, že
trpezlivosť prináša
výsledky. Pred
začatím kompletného
ošetrenia vždy
najskôr vykonajte
skúšobný test. Začnite
s úroveň RF energie
3 a podľa potreby
ju upravte tak, aby
vám bolo ošetrovanie
príjemné.**

**Masáž pôsobí
v hlbších vrstvách
pokožky - práve
vďaka tomu je toto
zariadenie také
účinné.**

02 Plán ošetrovania

1. Priložte RF elektródy (masážne prsty) tak, aby boli v plnom kontakte s pokožkou.
2. Akonáhle sa plne dotknú pokožky, „indikátor stavu“ sa rozsvieti na zeleno.
3. Pohybujte zariadením po každej ošetrovanej oblasti pomalými krúživými pohybmi po dobu 5 minút (10 minút na čelo).
4. Ošetrovanie vyvolá na pokožke pocit tepla.
5. Po ošetrení zotrite zvyšky Base Gelu z ošetrenej oblasti.
6. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte Sensilift™ raz týždenne na každú oblasť po dobu 8 týždňov.

A je to!

Vaša pleť bude hladšia, pevnejšia a viditeľne vypnutejšia. Užite si výsledky.

Počas ošetrovania môžete použiť zrkadlo, aby ste mohli sledovať, či „indikátor stavu“ svieti na zeleno.

Nepokúšajte sa ošetriť celú tvár naraz – ošetríte oblasť veľkú približne ako vizitka.

Bezpečnostný mechanizmus v zariadení reguluje úroveň rádiových frekvencií energie tak, aby zodpovedala teplote vašej pokožky. Nemusíte mať preto obavy, že počas ošetrovania sa teplo zvyšuje a znižuje. Ide o bežný jav.

03 Ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky

1. Výsledky ošetrovania so zariadením Sensilift sa môžu u jednotlivých osôb líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napr. vek, dedičnosť, prostredie a pod.
2. Zariadenie dodáva RF energiu iba vtedy, keď „indikátor stavu“ svieti na zeleno. Ak tomu tak nie je, skúste tieto kroky:
 - Uistite sa, že ste vybrali úroveň RF.
 - Uistite sa, že RF elektródy (masážne prsty) sú v plnom kontakte s pokožkou.
 - Uistite sa, že ste naniesli dostatočné množstvo Base Gelu na zaistenie dobrého kontaktu.
3. Ak počas ošetrovania necítite teplo v ošetrovanej oblasti:
 - Uistite sa, že „indikátor stavu“ svieti na zeleno.
 - Zvýšte úroveň RF.
 - Zmenšite ošetrovanú oblasť a znížte polomer krúživého pohybu.
4. Pre udržanie optimálnych dlhodobých výsledkov je možné ošetrovanie vykonávať podľa potreby v intervale 4–8 týždňov.

Proces obnovy a tvorby kolagénu si vyžaduje čas. Buďte trpezliví – výsledky uvidíte už po 8 ošetrovaniach.

Tajomstvom najlepšieho výsledku je dodržiavať postup a vytrvať.

**Máte otázky?
Neváhajte nám napísať
na: info@sensica.sk
www.sensica.sk**

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	2
Kontraindikácie	4
Varovanie	5
Technológia DRF™ (dynamická rádiová frekvencia) – Ako funguje?	6
Určené použitie	6
Možné nežiaduce účinky	7
Popis zariadenia	8
Popis používateľského rozhrania	9
Pokyny pre používateľa	10
Skúšobný test	10
Začínáme	11
Krok 1: Príprava pokožky	11
Krok 2: Obsluha zariadenia	11
Odporúčané ošetrovanie	13
Starostlivosť po ošetrovaní tváre	15
Čistenie a skladovanie	15
Riešenie problémov	16
Likvidácia	16
Zákaznícka podpora	17
Parametre zariadenia	17
Označenie	18



Pred zahájením prvého ošetrenia si dôkladne prečítajte nižšie uvedené informácie. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo si nie ste istí, či je zariadenie bezpečné pre vaše potreby, poraďte sa so svojim lekárom.

Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón na čistenie pokožky hodinu pred použitím zariadenia, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny kože.
- Zariadenie neotvárajte ani neopravujte, pretože by ste sa mohli vystaviť nebezpečným elektrickým súčiastkam.
- Neumiestňujte, neskladujte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob s vodou, pretože by to mohlo spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej siete, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie používajte len v súlade s týmto návodom na použitie a na určený účel.
- Nepoužívajte zariadenie, ak akákoľvek jeho časť chýba, je poškodená alebo uvoľnená, ak zariadenie nefunguje správne, ak vidíte alebo cítite dym alebo ak je zariadenie vlhké či mokré.
- Pred každým použitím sa uistite, že je zariadenie čisté, suché a neporušené. Pokyny na čistenie sú podrobne opísané v časti

Čistenie a skladovanie nižšie.

- Nepoužívajte zariadenie bez predchádzajúcej aplikácie Base Gelu.
- Nepoužívajte Base Gel po uplynutí doby použiteľnosti.

Poznámka: Base Gel je určený len na vonkajšie použitie – zabráňte priamemu kontaktu s očami. V prípade, že k takému kontaktu dôjde, oči okamžite vypláchnite vodou.

Kontraindikácie

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak:

- Máte aktívny implantát, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínovú pumpu, alebo ak máte známu závažnú srdcovú poruchu, napríklad arytmiu.
- Ste tehotná alebo dojčíte.
- Trpíte závažnými alebo nekontrolovanými endokrinnými alebo metabolickými ochoreniami, ako je cukrovka alebo nekontrolované ochorenie štítnej žľazy.
- Máte poškodený imunitný systém alebo autoimunitnú poruchu, ako je AIDS alebo lupus, alebo ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém.
- Trpíte poruchami zrážanlivosti krvi, nadmerným krvácaním alebo tvorbou modrín, poruchami hojenia rán alebo ak pravidelne užívate lieky na riedenie krvi.
- Trpíte hlbokou žilnou trombózou v anamnéze.
- Máte v anamnéze poruchy tvorby kolagénu alebo trpíte keloidnými jazvami (rast ďalšieho jazvového tkaniva na mieste, kde sa koža zahojila po zranení).
- Máte závažné celkové ochorenie, ako je hepatitída, ochorenie pečene alebo epilepsia.
- Trpíte citlivou alebo poškodenou kožou, napríklad v prípadoch častého začervenania alebo vyrážky, zápalov (ako je lupienka), plúzgierov, vredov, infekcií, akné alebo extra suchej kože.
- Máte znížené alebo prehnané vnímanie zmien teploty.
- Užívali ste Accutane v posledných 6 mesiacoch.
- Máte ochorenie vyvolané teplom alebo aktívne kožné ochorenie, ako je herpes, ekzém, vyrážky atď., v ošetrovanej oblasti.
- Máte rakovinu kože, oblasti s rizikom malignít alebo ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili rádioterapiu alebo chemoterapiu.

Varovanie

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie:

- Ak máte v určenej oblasti ošetrovania akékoľvek trvalé implantáty, vrátane, ale nie výhradne: silikónu alebo injekčne aplikovaných chemických materiálov, kovových doštičiek alebo iných kovových materiálov.
- Ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili plastickú operáciu, ako je lifting tváre alebo operácia očných viečok, alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili estetické injekcie výplní, ako je kyselina hyalurónová, kolagén, tuk alebo botulotoxín, v ošetrovanej oblasti.
- Ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili profesionálny chemický peeling s β -hydroxykyselinami (AHA), ako je kyselina glykolová alebo α -hydroxykyselina (BHA), alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili profesionálnu abráziu tváre, ako je dermabrázia, vyhladenie tváre, hlbkový chemický peeling (fenol, kyselina trichloroctová-TCA) a/alebo ablatívne laserové ošetrovanie.
- Cez nosné dierky, pery, uši, prsia alebo genitálnu oblasť alebo oblasti, ktoré sa v tejto používateľskej príručke neodporúčajú.
- Cez oblasť štítnej žľazy, pretože to môže spôsobiť nežiaduce účinky.
- Cez očné viečka, oči alebo po bokoch očí (vedľa nosa), pretože to môže spôsobiť poškodenie očí.
- Ak máte na určených ošetrovaných miestach akékoľvek kovové predmety, ako sú šperky, piercing, tetovanie alebo permanentný make-up.
- Na spáleniny od slnka, tmavohnedé či čierne škvrny, ako sú materské znamienka alebo znamienka, alebo pluzgiere v ošetrovanej oblasti.
- Ak ste alergickí alebo citliví na chróm, nikel alebo akúkoľvek zložku Base Gelu.
- Zariadenie smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a že rozumejú súvisiacim rizikám.
- Nepoužívajte zariadenie na ochlpené oblasti tela, mohlo by dôjsť k ich spáleniu.

Poznámka: Ak ste v určenej oblasti podstúpili akékoľvek iné estetické zákroky, alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch ošetrovali pokožku predpísaným liekom, alebo ak máte akékoľvek obavy ohľadom možných nežiaducich účinkov, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom.

Technológia DRF™ (dynamická rádiofrekvencia) – Ako funguje?

Toto zariadenie prináša nový prístup k neinvazívnemu omladeniu pleti pomocou patentovanej technológie dynamickej rádiofrekvencie od spoločnosti Sensica, ktorá kombinuje klinicky overenú rádiofrekvenciu (RF), bežne používanú lekármi, s pokročilou masážou tváre.

Rádiofrekvencia (RF) je forma elektromagnetickej energie určená na redukciu vrások, spevnenie pokožky a obnovenie jej elasticity. Je vhodná pre všetky odtiene pleti, ľahko sa používa a poskytuje znateľné a dlhodobé výsledky.

Technológia rádiofrekvencie sa na lekárskech klinikách používa už niekoľko rokov a ukázala sa ako veľmi účinná. Zariadenie má dve elektródy, ktoré dodávajú rádiofrekvenčnú energiu do pokožky, aby sa kolagénové vlákna stiahli a stimulovala sa prirodzená produkcia kolagénu, ktorá klesá s pribúdajúcim vekom. Pri správnom použití a v súlade s odporúčaným ošetrením zariadenie zmierni výskyt vrások, spevní pleť a obnoví jej elasticitu. Výsledky môžu byť viditeľné už po jednom ošetrení.



Pred použitím zariadenia si, prosím, dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku. Používateľskú príručku nájdete tiež na www.sensica.sk

Určené použitie

Zariadenie je určené:

- Pre ženy a mužov, ktorí chcú: redukovať vrásky na tvári, spevniť pleť a obnoviť jej elasticitu.
- Pre použitie na: tvár, líca, „úsmevové“ vrásky, „vrásky okolo očí“, čelo, bradu, línie čeluste, povolené oblasti krku, dekoltu a rúk.
- Pre použitie na jemné až stredne hlboké vrásky.
- Na použitie s Base Gelom. Tento gél je špeciálne navrhnutý pre prácu s RF zariadeniami Sensica a zaisťuje správny prenos RF energie. To zaisťuje najlepšie možné výsledky zlepšením kontaktu medzi zariadením a pokožkou, čím sa zlepši vodivosť pokožky.

Poznámka: Sensilift™ je špeciálne navrhnutý na vaše osobné ošetrovanie a je určený len pre jedného používateľa a domáce použitie.

Možné nežiaduce účinky


Pri používaní zariadenia podľa návodu na použitie sú nežiaduce účinky zriedkavé. Avšak každý estetický zákrok, vrátane používania domácich zariadení, môže spôsobiť určitý stupeň nežiaducich účinkov (ako je uvedené v tabuľke nižšie).

V prípade výskytu nežiaducich účinkov prestaňte zariadenie používať a v prípade potreby sa poraďte s lekárom.

Mierne nežiaduce účinky by mali spontánne odznieť v priebehu niekoľkých hodín.

Závažnosť nežiaduceho účinku	Frekvencia nežiaduceho účinku	Nežiaduce účinky
Mierne	Časté	Lokálna bolesť Podráždenie kože Začervenanie kože Citlivosť kože Alergia alebo citlivosť na Base Gel
Stredné	Zriedkavé	Mierne popáleniny kože Zmeny pigmentácie Nadmerné začervenanie a opuch Žihľavka, purpura alebo ekchymóza Hematóm
Závažné	Veľmi zriedkavé	Závažné popáleniny Infekcia Modriny Pluzgiere

Popis zariadenia



Popis používateľského rozhrania

1. Tlačidlo ZAP/VYP a voľba energie – Jemným stlačením tlačidla (po pripojení zariadenia k napájaniu) sa zariadenie ZAPNE na úroveň energie 1, čo sa indikuje 1 rozsvieteným svetlom na displeji úrovne energie. Hneď, ako dosiahne najvyššiu úroveň, ďalším jemným stlačením sa zariadenie VYPNE. Zariadenie sa po 45 sekundách nečinnosti prepne do pohotovostného režimu.

2. Indikátory stavu

Indikátor stavu	Bliká žlté svetlo	Zariadenie je v pohotovostnom režime. Ak nesvieti, uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený.
	Svieti zelené svetlo	Zariadenie je v režime ošetrovania. RF sa aktivovalo, detegoval sa kontakt s pokožkou a prebieha ošetrovanie.
	Striedavo bliká zelené a žlté svetlo	Zariadenie je v chybovom režime. Zariadenie detegovalo poruchu a bráni aktivácii funkcií RF a masáže.
Dotykové tlačidlo pre voľbu RF energie 	Kontrolky úrovne energie 1 – 3	Keď svieti zelené svetlo, znamená to, že RF energia je aktívna. Opakovane stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne RF energie, kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2, 3 alebo vypnuté.
Dotykové tlačidlo pre voľbu masáže 	Kontrolky úrovne masáže 1 – 2	Keď svieti zelené svetlo, znamená to, že masážna funkcia je aktívna. Opakovane stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne masáže, kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo vypnuté.

Pokyny pre používateľa

Zariadenie je určené na použitie na: tvár, líca, „úsmevové“ vrásky, „vrásky okolo očí“, čelo, bradu, línie čeluste, povolené oblasti krku, dekoltu a rúk.

Čo očakávať

Počas ošetrovania je normálne pociťovať:

- Pocity tepla vytvárané RF energiou.
- Mierne červené alebo ružové zafarbenie pokožky – počas každého ošetrovania a tesne po ňom.

Skúšobný test

Skúšobný test má za cieľ zistiť reakciu vašej pokožky na ošetrovanie a pomôcť vám nájsť optimálne nastavenie pre každú ošetrovanú oblasť.

Vykonajte skúšobný test na každej oblasti, ktorú chcete ošetriť, 48 hodín pred prvým kompletným ošetrovaním.

- Pripravte si pokožku tak, ako je opísané nižšie v kroku 1: Príprava pokožky. Pokyny na obsluhu zariadenia nájdete nižšie v kroku 2: Obsluha zariadenia.
- Pred použitím zariadenia naneste na ošetrovanú oblasť rovnomernú vrstvu Base Gelu.
- Začnite test s úrovňou energie 1 a masážnou úrovňou 1 a so zariadením pohybujte malými kruhovými pohybmi.
- Zvyšujte intenzitu energie

a masáže podľa svojich preferencií. Ak sa necítite dobre alebo ak pozorujete nežiaduce účinky, test ukončíte.

- Skúšobný test vykonajte v celkovej dĺžke približne 3 minúty.
- Počkajte 48 hodín a prezrite si testovanú oblasť.
- Ak sa pokožka v testovanej oblasti javí ako normálna a nie sú prítomné žiadne nežiaduce účinky, môžete pokračovať v plnom ošetrovaní na najvyššej testovanej úrovni energie, ktorá vám vyhovuje.

Poznámka: Môžete si zvoliť ľubovoľnú úroveň rádiovfrekvenčnej energie, ktorá vám vyhovuje. Úroveň rádiovfrekvenčnej energie udáva rýchlosť, s akou teplota stúpa v režime ohrevu. Vysoká úroveň rádiovfrekvenčnej energie umožní rýchlejší a rovnomernejší ohrev. Maximálne výsledky môžete dosiahnuť so všetkými úrovňami rádiovfrekvenčnej energie, ale pri nižších úrovniach bude dosiahnutie efektívnej teploty dlhšie trvať.

Začíname

Krok 1: Príprava pokožky

1. Pred použitím sa uistite, že je vaša pleť suchá, čistá a bez lokálnych prípravkov, ako sú: hydratačné krémy, tekutiny alebo žmolky.
2. Z ošetrovanej oblasti a z rúk odstráňte všetky šperky.
3. Hodinu pred použitím zariadenia nikdy nepoužívajte na pokožku horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny kože.
4. Zariadenie je vhodné aj pre mužov. Muži by sa však mali pred ošetrením uistiť, že majú hladko oholenú pleť.

Krok 2: Obsluha zariadenia

Poznámka: Pred zahájením kompletného ošetrenia v danej oblasti by sa mal vykonať skúšobný test zvlášť pre každú oblasť, ktorú chcete ošetriť. Pozrite vyššie uvedenú časť **Skúšobný test**.

1. Pred použitím sa uistite, že je zariadenie čisté, suché a neporušené.
2. Naneste rovnomernú vrstvu Base Gelu, ktorý je súčasťou súpravy, na oblasť pokožky určenú na ošetrenie.

3. Nastavte úroveň energie rádiových frekvencií (RF) a rýchlosť masáže na úroveň, ktorú ste si zvolili v predbežnom teste. Opakovane jemne stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne RF energie , kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1, 2 alebo 3. Opakovane jemne stlačte tlačidlo pre voľbu úrovne masáže , kým nedosiahnete požadovanú úroveň: 1 alebo 2.
4. Aktiváciu RF alebo masážnej funkcie je možné vykonať samostatne alebo spoločne. Obidve funkcie sa aktivujú na úrovni 1. Zvoľte rôzne úrovne na základe predbežného testu.
5. Sensilift je vybavený 2 bezpečnostnými senzormi, ktoré udržiavajú teplotu v efektívnom a bezpečnom rozsahu počas celého ošetrenia.

Poznámka: Zariadenie zastaví ohrev hneď, ako sa dosiahne požadovaná teplota; ohrev sa potom znovu aktivuje hneď, keď teplota klesne.

6. Umiestnite ošetrovacie prsty na určené miesto a zaistite plný kontakt s pokožkou počas celého ošetrenia. Sensilift signalizuje správny kontakt s pokožkou zeleným stavovým svetlom. Ak sa Sensilift neumiestní správne, RF energia sa nebude dodávať.

Poznámka: Zariadenie sa automaticky vypne po 45 sekundách bez kontaktu s pokožkou.

7. Ak po približne 10 sekundách necítite teplo, skúste zariadením Sensilift pohybovať na menšej ošetrovanej ploche a/alebo zvýšiť energiu rádiofrekvenčného žiarenia.
8. Pohybujte zariadením po ošetrovanej ploche pomalými krúživými pohybmi alebo pohybmi tam a späť, pričom sa neustále a pevne dotýkajte pokožky.
9. Dodržujte pokyny pre ošetrované plochy, čas ošetrenia a harmonogram ošetrenia v časti Odporúčané ošetrenie.
10. Po dokončení ošetrenia zotrite zvyšný Base Gel z ošetrenej plochy.
11. Pokyny na čistenie pred a po ošetrení sú uvedené v časti Čistenie a skladovanie.

Odporúčané ošetrovanie

- Umiestnite elektródy (ošetrovacie prsty) podľa obrázka zvolenej ošetrovanej oblasti.
- Zariadením plynule pohybujte podľa opisu pre zvolenú ošetrovanú oblasť.

Ošetrovaná oblasť	Odporúčaný čas ošetrovania	Odporúčaný pohyb zariadenia
Čelo 	10 minút	Pomalé pohyby hore a dole po čele
Miesto medzi obočím 	5 minút	Malé krúživé pohyby alebo pohyb hore a dole
Horná časť lícných kostí 	5 minút na každej strane	Sústavné, pomalé krúživé pohyby zo strany na stranu
Líca 	5 minút na každej strane	Pomalé krúživé pohyby po líci

Úsmevové vrásky		5 minút na každéj strane	Pomalé pohyby hore a dole po úsmevových vráskach
Brada		5 minút	Zo strany na stranu
Čeľusť		5 minút na každéj strane	Pomalé pohyby hore a dole pozdĺž čeľuste
Krk		5 minút na každéj strane	Pomalé pohyby hore a dole po krku
Dekolt		5 minút na každej oblasti 4 cm ²	Pomalé krúživé pohyby po dekolte
Ruky		5 minút na každej oblasti 4 cm ²	Pomalé krúživé pohyby po rukách



Varovanie: Zabráňte kontaktu s očami, očnými dutinami, nosnými dierkami a ústnou dutinou, pretože ošetrenie v týchto oblastiach môže spôsobiť nežiaduce účinky.



Varovanie: Vyhňte sa ošetreniu v dolnej tretine krku, pretože táto oblasť je citlivejšia, a vyhňte sa ošetreniu oblasti štítnej žľazy (označené ).

- Na dosiahnutie dlhodobých výsledkov používajte zariadenie raz za týždeň na každej požadovanej oblasti počas 8 týždňov.
- Reakcia na ošetrenie sa líši u jednotlivých osôb a závisí od faktorov prostredia a biologických faktorov, dedičnosti a starnutia.
- Na udržanie optimálnych dlhodobých výsledkov je možné udržiavacie ošetrenie vykonávať podľa potreby každých 4 – 8 týždňov.

Starostlivosť po ošetrení tváre

- Po ošetrení naneste opalovací krém s vysokým faktorom (najmenej 30 SPF) a ošetrovanú oblasť počas dvoch týždňov chráňte pred slnečným žiarením.
- Po ošetrení sa vyhnite používaniu horúcej vody na tvár a na dva dni prestaňte používať abrazívne alebo agresívne produkty.
- Make-up je možné aplikovať ihneď po ošetrení.

Čistenie a skladovanie

- Pred čistením nezabudnite zariadenie vypnúť a odpojiť od zásuvky.
- Odporúča sa zariadenie, predovšetkým ošetrovacie prsty, teplotné senzory a silikónový kryt, očistiť od zvyškov Base Gelu mäkkou vlhkou handričkou alebo servítkou.



Neoplachujte zariadenie pod tečúcou vodou, mohlo by to spôsobiť jeho poruchu.

- Udržujte zariadenie suché. Nikdy ho neumiestňujte, neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti: vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou, mohlo by to spôsobiť vážny úraz elektrickým prúdom.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní vášho zariadenia vyskytnú akékoľvek problémy, pokúste sa ich vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií:

- Ak sa zariadenie nezapne:
 1. Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky a do zásuvky zariadenia.
 2. Uistite sa, že v elektrickej zásuvke je napájanie.
- Ak necítite teplo:
 1. Skontrolujte úplný kontakt s pokožkou (signalizuje sa zeleným svetlom).
 2. Overte, či ste naniesli dostatočné množstvo Base Gelu.
 3. Nezabudnite, že zariadenie reaguje na vašu pokožku a môže z bezpečnostných dôvodov dočasne znížiť teplotu.

Pozrite tabuľku indikátorov stavu v časti **Popis používateľského rozhrania**.

- V prípade nečistôt alebo úlomkov na ošetrovacích prstoch ich vyčistíte v súlade s pokynmi v časti **Čistenie a skladovanie**. Ak sa vám oblasť nedarí vyčistiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu.
- V prípade všeobecnej chyby resetujte zariadenie odpojením napájacieho kábla od elektrickej zásuvky, počkajte 10 sekúnd a potom ho znovu zapojte.

Ak problémy so zariadením stále pretrvávajú, kontaktujte našu zákaznícku podporu.



Likvidácia

Z dôvodov ochrany životného prostredia nevhadzujte zariadenie do domového odpadu. Zlikvidujte ho na vhodnom miestnom zbernom alebo recyklačnom mieste v súlade so smernicou ES – OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení). Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestne úrady zodpovedné za likvidáciu odpadu.

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia, jeho používania či funkčnosti alebo potrebujete riešiť poruchu, kontaktujte našu zákaznícku podporu:

☎ +421 221 296 985

✉ info@sensica.sk

Parametre zariadenia

Ručné RF zariadenie sa napája bipolárnou RF s $10 \pm 0,5$ W

Frekvencia

$1 \pm 0,05$ MHz

Voliteľná úroveň výstupného výkonu

3 úrovne

Mechanická masáž

Vykonáva sa pohybom RF elektród.

Rýchlosť

50 – 100 ot/min

Teplotné senzory

RF ohrev sa automaticky deaktivuje, keď teplota kože dosiahne $40\text{ °C}/104\text{ °F}$. Ohrev sa znovu aktivuje, keď teplota klesne.

Ošetrovaná plocha

$\sim 2,2\text{ cm}^2 / 0,34\text{ palca}^2$

Externý napájací zdroj

Vstup 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Výstup 9 V DC, 1,5 A

Rozmery a hmotnosť zariadenia

140 g, 173 mm x 56,8 mm x 53,1 mm
4,93 oz, 6,8 palca x 2,23 palca x 2,09 palce

Pokyny pre skladovanie

Skladovacie a prepravné podmienky

Teplota	-25 °C až 70 °C (-13 °F až 158 °F)
---------	---------------------------------------

Vlhkosť	Vlhkosť 10 % až 90 % relatívnej vlhkosti pri 55 °C/131 °F
---------	---

Tlak	Bez kondenzácie
------	-----------------

Podmienky prevádzky

Teplota	5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F)
---------	------------------------------------

Vlhkosť	20 % až 80 % relatívnej vlhkosti
---------	----------------------------------

Maximálna nadmorská výška	3 000 m
---------------------------	---------

Označenie

Model ST100

Napájanie: 9 V, 1,5 A, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz



Dvojitá izolácia.



Prečítajte si návod na použitie.



Zariadenie určené na spätný odber.



Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia.



Chráňte pred vlhkosťou.



Toto zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody ani vo vode (napr. v umývadle, v sprche či vo vani) – riziko úrazu elektrickým prúdom.



Naše výrobky a obaly sú recyklovateľné, nevyhadzujte ich!



Používajte zariadenie len s originálnym napájacím zdrojom.
Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte jednosmerné adaptéry, ktoré nie sú schválené výrobcom.

